

Wb, Fc, Elisa용 항-Cd2 단클론 항체 - P06729

품목 번호: CM0004026



소개

본 CD2 토끼 단클론 항체는 접착 및 신호 전달에 관여하는 T세포 표면 항원인 인간 CD2를 인식합니다. WB, FC 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 단백질 분자량은 약 39kDa이며 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD2 토끼 mAb
비고/별칭	T11; SRBC; LFA-2
종	인간
유전자ID (인간)	914
유전자ID	914
면역원	재조합 단백질 인간 CD2 (NP_001758.2)의 아미노산 25-209번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06729
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스백