

Wb, Fc, Elisa용 항-Cd2 토끼 단일클론 항체 - P08920

품목 번호: CM0007029

소개

마우스 교차 반응성을 보유하며 WB, FC, ELISA에 대해 검증된 CD2 토끼 단일클론 항체입니다. 세포외 도메인을 표적으로 하는 재조합 단백질 면역원입니다. T세포 접착 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | CD2 토끼 mAb                                                           |
| 비고/별칭      | Ly37; LFA-2; Ly-37; CD2                                              |
| 종          | 마우스                                                                  |
| 유전자 ID(사람) | 914                                                                  |
| 유전자 ID     | 12481                                                                |
| 면역원        | 재조합 단백질 마우스 CD2(NP_038514.1)의 아미노산 23-203에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 유래         | 토끼                                                                   |
| 분류         | 단일클론 항체                                                              |
| 적용 분야      | WB, FC, ELISA                                                        |
| 교차 반응성     | 마우스                                                                  |
| SWISS      | P08920                                                               |
| 단백질 중량     | 38kDa                                                                |
| 배송         | 아이스팩                                                                 |