

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd2 토끼 단일클론 항체 - P06729

품목 번호: CM0006011



소개

CD2 Rabbit mAb (P06729)는 WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론 항체로, 핵심 T세포 접착 분자인 인간 CD2를 표적으로 합니다. 면역학 및 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD2 Rabbit mAb
비고/별칭	T11, SRBC, LFA-2, CD2
종(Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	914
GeneID	914
면역원(Immunogen)	인간 CD2 재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P06729
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)