

Anti-Cd2 Rabbit Polymab® Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P06729/P08920

품목 번호: CM0004787



소개

CD2 Rabbit PolymAb® 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 CD2(T11, SRBC, LFA-2), 즉 T세포 부착 및 신호 전달 분자를 인식합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD2 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	T11; SRBC; LFA-2
종(Species)	사람/마우스
GeneID (사람)	914
GeneID	914/12481
면역원(Immunogen)	사람/마우스 CD2의 재조합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응적(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람, 마우스
SWISS	P06729/P08920
단백질 분자량	38kDa/39kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)