


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd20 다클론 항체 - P11836

품목 번호: CM0021090



소개

인간 CD20 세포 내 영역을 항원으로 사용하여 제작한 CD20 토끼 pAb; WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간 및 마우스와 교차 반응함. B 림프구 및 림프종 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD20 토끼 pAb
비고/별칭	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
종	인간
유전자 ID (인간)	931
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P11836
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩