


Wb 및 Ihc-P용 항-Cd20 토끼 단클론 항체 - P11836

품목 번호: CM0005721



소개

인간 CD20에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 시노물거스 원숭이에서 검증되었습니다. B세포 활성화 및 칼슘 유입에 관여하는 B림프구 항원 CD20을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD20 토끼 단클론 항체
비고/별칭	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
종	인간
GeneID (인간)	931
GeneID	931
면역원	합성 펩티드 (인간 CD20 (NP_068769.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩티드)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 시노물거스 원숭이
SWISS	P11836
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스팩