


Wb, Elisa용 항-Cd200 폴리클론 항체 - O54901

품목 번호: CM0020717



소개

마우스 CD200(OX-2 막 당단백질)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, Western blot 및 ELISA 검증 완료, 랫드와 교차 반응함. T세포 공동 자극 및 골수 세포 조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CD200 토끼 pAb
비고/별칭	OX2; Mox2; CD200
종	마우스
유전자 ID	17470
면역원	마우스 CD200(NP_034948.3)의 아미노산 31-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	O54901
단백질 무게	31kDa
배송	아이스팩