

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd200 토끼 단일클론 항체 - P41217

품목 번호: CM0007002

소개

사람 CD200(OX-2 막 당단백질)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 면역학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD200 토끼 mAb
비고/별칭	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
종	사람
GeneID(사람)	4345
GeneID	4345
면역원	사람 CD200의 아미노산 31-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_001352780.1)
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P41217
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩