

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd200 토끼 단일클론 항체 - P41217

품목 번호: CM0002815

소개

사람 CD200 (OX-2 막 당단백질)를 타겟으로 하며 WB, IHC-P 및 ELISA에 적합한 토끼 단일클론 항체입니다. 면역 조절 및 T세포 공동자극에 관한 면역학 연구를 지원합니다. Swiss-Prot: P41217.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD200 토끼 mAb
비고/별칭	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	4345
항원(Immunogen)	사람 CD200 (NP_001352780.1)의 아미노산 31-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P41217
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)