

Wb, Elisa용 Anti-Cd201 토끼 다클로날 항체 - Q64695

품목 번호: CM0019250

소개

마우스 CD201(내피세포 단백질 C 수용체)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 샘플을 사용한 WB 및 ELISA에 적합하며, 약 27 kDa의 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD201 Rabbit pAb
비고/별칭	Ccca; Epcr; Ccd41; CD201
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	10544
GeneID	19124
면역원(Immunogen)	마우스 CD201 (NP_035301.2)의 아미노산 18-210에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	Q64695
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스팩