


유세포 분석용 Anti-Cd204 단클론성 항체 - P21757

품목 번호: CM0005634



소개

인간 CD204(MSR1)를 표적으로 하는 토끼 단클론성 접합 항체로, 유세포 분석에 검증됨. 대식세포 수용체를 검출하여 죽상동맥경화증 및 선천면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD204 mAb
비고/별칭	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
종	인간
유전자 ID (인간)	4481
유전자 ID	4481
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론성 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P21757
단백질 무게	40kDa/43kDa/50kDa
배송	아이스백