


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cd209 단일클론 항체 - Q9Nnx6

품목 번호: CM0006142



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 CD209(DC-SIGN) 토끼 단일클론 항체. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 수지상세포 기능 및 병원체 인식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD209 토끼 mAb
비고/별칭	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
종	인간
GeneID(인간)	30835
GeneID	30835
면역원	합성 펩타이드 - 인간 CD209(Q9NNX6)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NNX6
단백질 분자량	46 kDa
배송	아이스팩