


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd209 토끼 다클론 항체 - Q9Nnx6

품목 번호: CM0015516



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 CD209 (DC-SIGN) 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 래트를 인식합니다. 재조합 면역원. 수지상세포 매개 면역 및 병원체 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD209 토끼 pAb
비고/별칭	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
종	사람
유전자ID (사람)	30835
유전자ID	30835
면역원	사람 CD209 (NP_066978.1)의 아미노산 265-404에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9NNX6
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩