

Anti-Cd213A2/IL-13 R Alpha 2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q14627

품목 번호: CM0009786



소개

재조합 토끼 단일클론 항체로 인간 CD213a2/IL-13R alpha 2를 표적하며, WB, IP, ELISA에 대해 검증됨. 쥐와 교차 반응. IL-13/IL-4 신호 전달, 면역 조절 및 염증 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD213a2/IL-13 R alpha 2 Rabbit mAb
비고/별칭	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2
종	인간
유전자 ID (인간)	3598
유전자 ID	3598
면역원	인간 CD213a2/IL-13 R alpha 2 (NP_000631.1)의 아미노산 27-355에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q14627
단백질 무게	44kDa
배송	아이스백