

Anti-Cd215/Il-15R Alpha Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q13261

품목 번호: CM0028186



소개

사람 CD215/IL-15R alpha (IL-15 수용체 알파 서브유닛)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로트, 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. IL-15 신호 전달, 면역 세포 기능 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD215/IL-15R alpha Rabbit pAb
비고/별칭	CD215; CD215/IL-15R alpha
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3601
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q13261
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백 (Ice bag)