

If/Icc, Fc용 Anti-Cd215/IL-15Rα 모노클로날 항체 - Q60819

품목 번호: CM0005805



소개

마우스 CD215/IL-15Rα를 타겟으로 하며 IF/ICC 및 FC에 대해 검증된 접합 토끼 모노클로날 항체입니다. 면역 세포 신호 전달에 중요한 고친화도 IL-15 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD215/IL-15Rα mAb
비고/별칭	IL15ra
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	3601
GeneID	16169
면역원(Immunogen)	마우스 CD215/IL-15Rα (NP_032384.1)의 아미노산 33-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	모노클로날 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF/ICC, FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	Q60819
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)