

Wb 및 Elisa용 Anti-Cd22 폴리클로날 항체 - P20273

품목 번호: CM0020703



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CD22 토끼 폴리클로날 항체. 인간 CD22 (95 kDa)를 검출하며, 이는 B-세포 신호 전달 및 세포자멸사를 조절하는 억제성 B-세포 수용체입니다. - P20273

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD22 Rabbit pAb
비고/별칭	SIGLEC2, SIGLEC-2, CD22
종	인간
GeneID (인간)	933
GeneID	933
면역원	인간 CD22 (NP_001762.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P20273
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백