


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd22 폴리클로날 항체 - P20273

품목 번호: CM0030192



소개

WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 CD22 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응함. B세포 신호 전달 및 접착 연구를 위한 B세포 수용체 CD22(SIGLEC2) 표적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD22 토끼 pAb
비고/별칭	SIGLEC2; SIGLEC-2; CD22
종	인간
유전자 ID (인간)	933
유전자 ID	933
면역원	제조합 단백질: 인간 CD22(NP_001762.2)의 708-847 아미노산 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P20273
단백질 무게	95kDa
배송	아이스팩