

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd225/Ifitm1 폴리클론항체 - P13164

품목 번호: CM0029311

소개

인간 CD225/IFITM1(인터페론 유도 막관통 단백질 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로 WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스와 교차반응합니다. 항바이러스 면역 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CD225/IFITM1 토끼 pAb
비고/별칭	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
종	인간
GeneID (인간)	8519
GeneID	8519
면역원	인간 CD225/IFITM1 (NP_003632.3)의 아미노산 50-125에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P13164
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백