

Anti-Cd225/Ifitm1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13164

품목 번호: CM0003928

소개

인간 CD225/IFITM1에 특이적인 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 항바이러스 방어 및 발암에 관여하는 14 kDa 인터페론 유도성 트랜스멤브레인 단백질을 검출합니다. 선천성 면역 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD225/IFITM1 Rabbit mAb
비고/별칭	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
종(Species)	Human
Gene ID (Human)	8519
Gene ID	8519
면역원(Immunogen)	제조항 단백질: 인간 CD225/IFITM1 (NP_003632.4)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P13164
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)