


Fc용 Anti-Cd226/Dnam-1 단클론 항체 - Q8K4F0

품목 번호: CM0008372



소개

마우스 CD226/DNAM-1에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역 세포 부착 및 세포 독성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD226/DNAM-1 mAb
비고/별칭	Pt1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	10666
GeneID	225825
면역원(Immunogen)	마우스 CD226/DNAM-1 (NP_848802.2)의 아미노산 19-254에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리(Category)	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q8K4F0
단백질 분자량(Protein Weight)	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)