


Anti-Cd226/Dnam-1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15762

품목 번호: CM0005183



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-CD226/DNAM-1 토끼 단일클론 항체입니다. T세포 및 NK 세포의 세포독성에 관여하는 주요 면역 수용체인 인간 CD226에 특이적입니다. 면역학 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD226/DNAM-1 Rabbit mAb
비고/별칭	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1; CD226/DNAM-1
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	10666
Gene ID	10666
면역원(Immunogen)	인간 CD226/DNAM-1의 재조합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q15762
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백