


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd23 다클론 항체 - P06734

품목 번호: CM0019619



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 이 토끼 다클론 항인간 CD23 항체를 검증하세요. 알레르기 및 B세포 연구의 핵심인 인간 및 생쥐 저친화성 IgE 수용체 모두를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD23 토끼 pAb
비고/별칭	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCERII; BLAST-2
종	인간
GeneID (인간)	2208
GeneID	2208
면역원	인간 CD23 (NP_001993.2)의 아미노산 48-321에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P06734
단백질 분자량	36kDa
배송 방법	아이스백