

Wb 및 Elisa용 Anti-Cd23 Rabbit Monoclonal Antibody - P06734

품목 번호: CM0005747



소개

인간 CD23 (FCER2)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 저친화성 IgE 수용체를 표적; B-세포 분화, 알레르기 및 기생충 면역 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD23 Rabbit mAb
비고/별칭	CD23; FCE2; CD23A; IGE2F; CLEC4J; FCER2; BLAST-2
종	인간
GeneID (인간)	2208
GeneID	2208
면역원	인간 CD23 (NP_001993.2)의 아미노산 48-321에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06734
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백