

## Wb, Fc, Elisa용 Anti-Cd239/Bcam 단일클론 항체 - P50895

품목 번호: CM0006835



### 소개

인간 CD239/BCAM (기저세포 부착 분자)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, FC 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 진단 및 연구용으로 CamelBio에서 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수             | 값                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명              | CD239/BCAM Rabbit mAb                                              |
| 비고/별칭            | AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM                                   |
| 종(Species)       | 인간(Human)                                                          |
| GeneID (인간)      | 4059                                                               |
| 면역원(Immunogen)   | 인간 CD239/BCAM (NP_005572.2)의 아미노산 32-547에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)      | 토끼(Rabbit)                                                         |
| 카테고리             | 단일클론 항체                                                            |
| 응용(Applications) | WB, FC, ELISA                                                      |
| 교차 반응성           | 인간(Human)                                                          |
| SWISS            | P50895                                                             |
| 단백질 분자량          | 67kDa                                                              |
| 배송(Shipping)     | 아이스백                                                               |