

## Wb, Elisa용 Anti-Cd239/Bcam 폴리클로널 항체 - P50895

품목 번호: CM0014268



### 소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 CD239/BCAM (SWISS: P50895)을 타겟팅하는 토끼 폴리클로널 항체입니다.

인체(Human)에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 세포 부착, 이동 및 침입 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수           | 값                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | CD239/BCAM Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭          | AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM                                    |
| 종(Species)     | Human (인간)                                                          |
| 유전자 ID (인간)    | 4059                                                                |
| 유전자 ID         | 4059                                                                |
| 면역원(Immunogen) | 인간 CD239/BCAM (NP_005572.2)의 아미노산 352-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)    | Rabbit (토끼)                                                         |
| 카테고리           | Polyclonal Antibodies (폴리클로널 항체)                                    |
| 애플리케이션         | WB, ELISA                                                           |
| 교차 반응성         | Mouse (마우스)                                                         |
| SWISS          | P50895                                                              |
| 단백질 분자량        | 67kDa                                                               |
| 배송(Shipping)   | 아이스 팩(Ice bag)                                                      |