

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd239/Bcam Rabbit Monoclonal Antibody - P50895

품목 번호: CM0006794



소개

인간 CD239/BCAM을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 세포 부착 및 라미닌 수용체 연구에 적합. 인간과 교차 반응. 단백질 분자량: 67kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD239/BCAM Rabbit mAb
비고/별칭	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; basal cell adhesion molecule; CD239/BCAM
종	인간
GeneID	4059
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P50895
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백