

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd24 다클론 항체 - P25063

품목 번호: CM0020696

소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 CD24 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫드 CD24를 검출합니다. B세포 분화, 암 줄기세포 마커 및 면역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD24 토끼 pAb
비고/별칭	CD24A; CD24
종	인간
GeneID (인간)	100133941
GeneID	100133941
면역원	인간 CD24(NP_037362.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P25063
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스팩