

Wb, If, Fc, Elisa용 Anti-Cd24 Rabbit Monoclonal Antibody - P24807

품목 번호: CM0007821

소개

마우스 샘플에서 WB, IF/ICC, FC, ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-CD24 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 마우스 CD24의 아미노산 27-53을 표적하는 재조합 면역원. 연구용으로만 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD24 Rabbit mAb
비고/별칭	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
종	마우스
GeneID (Human)	100133941
GeneID	12484
면역원	마우스 CD24 (NP_033976.1)의 아미노산 27-53에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P24807
단백질 분자량	8 kDa
배송	아이스백