

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Cd24 토끼 Polymab® - P25063 / P24807

품목 번호: CM0008940

소개

고품질 항-CD24 토끼 재조합 단클론 항체. WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 CD24와 교차반응합니다. B세포 활성화, 자가면역 및 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD24 토끼 PolymAb®
비고/별칭	CD24A
종	인간/마우스
유전자 ID (인간)	100133941
유전자 ID (마우스)	12484
면역원	인간/마우스 CD24 (NP_037362.1) 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	P25063 / P24807
단백질 분자량	8kDa / 13kDa
배송	아이스백