

Wb, Elisa용 Anti-Cd248/Tem1 토끼 다클론 항체 - Q9Hcu0

품목 번호: CM0015372

소개

인간 CD248/TEM1을 표적으로 하며 WB 및 ELISA
검증을 완료한 토끼 다클론 항체입니다. 혈관신생 및 면역
조절에 관여하는 종양 내피 표지자 엔도시알린을
인식합니다. 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD248 토끼 pAb
비고/별칭	TEM1; CD164L1; CD248
종	인간
GeneID (인간)	57124
GeneID	57124
면역원	재조합 단백질 인간 CD248(NP_065137.1)의 아미노산 18-150번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HCU0
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩