

Wbwb(웨스턴 블롯), If/Icc(면역형광/면역세포화학), Elisa용 Anti-Cd25 토끼 단일클론 항체 - P01589

품목 번호: CM0005066



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 인간 CD25 (IL2RA)를 표적하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 면역 관용, 조절 T 세포(T-cell) 생물학 및 인터루킨-2 신호 전달 연구에 이상적입니다. 재조합 면역원, 분자량 31 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD25 토끼 mAb
비고/별칭	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
종(Species)	인간(Human)
GeneID	3559
면역원(Immunogen)	인간 CD25 (NP_000408.1)의 아미노산 22-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P01589
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)