

## Anti-Cd25 Rabbit Polyclonal Antibody - P01589

품목 번호: CM0028399



### 소개

사람 CD25 (IL-2 수용체 알파)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 면역 관용 및 Treg 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명         | CD25 Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭       | p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10                  |
| 종           | 사람 (Human)                                             |
| GeneID (사람) | 3559                                                   |
| GeneID      | 3559                                                   |
| 면역원         | 사람 CD25 (NP_000408.1)의 아미노산 101-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                            |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                       |
| 응용          | WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA                             |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 랫트                                            |
| SWISS       | P01589                                                 |
| 단백질 분자량     | 31 kDa                                                 |
| 배송          | 아이스백                                                   |