


If/Icc, Fc, Elisa용 항-Cd252 (Ox40 리간드) 토끼 단클론 항체 - P43488

품목 번호: CM0012493



소개

아미노산 51-198을 표적으로 하는 생쥐 CD252 (OX40 리간드)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. IF/ICC, FC 및 ELISA에서 검증되었습니다. T세포 공동자극 연구에 적합합니다. 생쥐와 교차반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD252 (OX40 리간드) 토끼 단클론항체
비고/별칭	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
종	생쥐
유전자ID (인간)	7292
유전자ID	22164
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용분야	IF/ICC, FC, ELISA
교차반응성	생쥐
SWISS	P43488
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩