


Wb, Elisa용 Anti-Cd26/Dpp4 다클론 항체 - P27487

품목 번호: CM0020984



소개

인간 CD26/DPP4에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 랫드 교차 반응성을 보입니다. T세포 활성화 및 디펩티딜 펩티다제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD26/DPP4 토끼 pAb
비고/별칭	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
종	인간
GeneID (인간)	1803
GeneID	1803
면역원	인간 CD26/DPP4(NP_001926.2)의 아미노산 29-766 범위에 해당하는 재조합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P27487
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩