


Wb 및 Elisa용 Anti-Cd26/Dpp4 토끼 단일클론 항체 - P27487

품목 번호: CM0010386



소개

CD26/DPP4 토끼 단일클론 항체는 내인성 인간 DPP4를 검출하며, T세포 활성화 공동자극 수용체이자 세린 프로테아제인 DPP4에 적용할 수 있고 마우스 및 랫드와 교차반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD26/DPP4 토끼 mAb
비고/별칭	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
종	인간
유전자 ID (인간)	1803
유전자 ID	1803
면역원	인간 CD26/DPP4(P27487)의 아미노산 667-766에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차반응성	마우스, 랫드
SWISS	P27487
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩