


Wb, Ip, Fc, Elisa용 Anti-Cd26/Dpp4 토끼 단일클론 항체 - P27487

품목 번호: CM0006933



소개

WB, IP, FC, ELISA에서 검증된 고품질의 인간 CD26/DPP4 (DPP4)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 88kDa 단백질을 인식하며 T세포 활성화, 프로테아제 및 바이러스 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CD26/DPP4 Rabbit mAb
비고/별칭	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	1803
면역원(Immunogen)	인간 CD26/DPP4 (NP_001926.2)의 아미노산 29-766에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Applications)	WB, IP, FC, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P27487
단백질 분자량	88kDa
배송(Shipping)	아이스백