

Wb, If-P, Elisa용 항-Cd27 단클론 항체 - P26842

품목 번호: CM0003832



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF-P) 및 ELISA에서 검증된 CD27 토끼 단클론 항체입니다. T세포 공동자극에 관여하는 29 kDa TNF 수용체인 인간 및 래트 CD27을 인식합니다. 면역학 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CD27 토끼 mAb
비고/별칭	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
종	인간
유전자 ID (인간)	939
유전자 ID	939
면역원	합성 펩티드 인간 CD27 (P26842)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P26842
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스 팩