


Wb, Elisa용 Anti-Cd27 폴리클로날 항체 - P26842

품목 번호: CM0018396



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 항-CD27 폴리클로날 항체로, 인간 CD27 (~29 kDa)를 검출하며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 면역 체크포인트 및 T세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD27 Rabbit pAb
비고/별칭	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
종 (Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	939
GeneID	939
면역원 (Immunogen)	Recombinant Protein (재조합 단백질)
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션 (Application)	WB, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	P26842
단백질 분자량 (Protein Weight)	29kDa
배송 (Shipping)	Ice bag (아이스백)