


Anti-Cd27 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P26842

품목 번호: CM0022505



소개

인체, 마우스, 랫드 대상 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA 검증 완료된 토끼 다클론 CD27 항체입니다. T세포 활성화 및 기억 형성에 관여하는 공동 자극 면역 관문 수용체인 CD27 항원(TNFRSF7)을 표적으로 하며, 재조합 단백질을 면역원으로 사용했습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD27 토끼 pAb
비고/별칭	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	939
유전자 ID	939
면역원	인체 CD27의 아미노산 20-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001233.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 랫드
SWISS	P26842
단백질 무게	29kDa
배송	아이스팩