

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Cd271 (P75Ntr) 토끼 다클론 항체 - Q9Z0W1

품목 번호: CM0021374

소개

IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 마우스 CD271 (p75NTR, TNFRSF16)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간과 교차 반응합니다. 신경생물학, 세포사멸 및 광견병 바이러스 유입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD271 토끼 pAb
비고/별칭	p75; LNGFR; p75NTR; p75NGFR; Tnfrsf16
종	마우스
GeneID (인간)	4804
GeneID	18053
면역원	마우스 CD271 (NP_150086.2)의 아미노산 32-254에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 숙주	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Z0W1
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩