


Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Cd271 Rabbit Polyclonal Antibody - P08138

품목 번호: CM0020503



소개

IHC-P 및 ELISA 적용을 위한 인간 CD271/p75NTR을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. 이 항체는 신경 발달, 세포사멸 및 일주기 리듬의 주요 조절자인 저친화성 신경영양인자 수용체 p75NTR을 검출합니다. 신경과학 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CD271 Rabbit pAb
비고/별칭	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
종	인간
GeneID (인간)	4804
GeneID	4804
면역원	인간 CD271 (NP_002498.1)의 아미노산 330-427에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08138
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백