

Fc용 Anti-Cd272/Btla 단일클론 항체 - Q7Tsa3

품목 번호: CM0008732



소개

이 접합된 마우스 CD272/BTLA에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 림프구에서 CD272/BTLA 발현을 분석하기 위한 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다. 억제성 수용체 신호 연구를 위한 연구용 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD272/BTLA mAb
비고/별칭	A630002H24
종	마우스
GeneID (인간)	151888
GeneID	208154
면역원	마우스 CD272/BTLA(NP_001032808.2)의 아미노산 30-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q7TSA3
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩