

Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 항-Cd272/Btla 단클론 항체 - Q7Tsa3

품목 번호: CM0006782



소개

림프구의 억제 수용체인 생쥐 CD272/BTLA에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, FC 및 ELISA에서 검증되었으며, 면역 체크포인트 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD272/BTLA 토끼 mAb
비고/별칭	A630002H24; CD272/BTLA
종	생쥐
유전자ID (사람)	151888
유전자ID	208154
면역원	생쥐 CD272/BTLA (NP_001032808.2)의 아미노산 30-176 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q7TSA3
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩