

Wb 및 Elisa용 Anti-Cd275 토끼 다클론 항체 - Q9Jhj8

품목 번호: CM0019528

소개

인간 CD275(ICOS 리간드)를 표적으로 하며 마우스와 교차 반응하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 면역 조절, T세포 생물학 및 진단 분석법 개발 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD275 토끼 pAb
비고/별칭	B7h; GI50; GL50; B7-H2; LICOS; B7RP-1; GL50-B; ICOS-L; Icoslg; Ly115l; mKIAA0653; CD275
종	인간
GeneID (인간)	50723
GeneID	50723
면역원	인간 CD275의 아미노산 47-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_056605.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9JHJ8
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩