


Wb용 Anti-Cd275 토끼 다클론 항체 - O75144

품목 번호: CM0020879



소개

Western blot용으로 검증된 Anti-CD275 토끼 다클론 항체(ICOSL, B7-H2)입니다. 사람 및 마우스 ICOS 리간드를 검출하며, 예측 분자량은 약 33 kDa입니다. T세포 공동자극 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD275 토끼 다클론 항체
비고/별칭	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
종	사람
GeneID (사람)	23308
GeneID	23308
면역원	제조합 단백질: 사람 ICOSL(NP_056074.1)의 아미노산 19-256에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	마우스
SWISS	O75144
단백질 중량	33kDa
배송	아이스팩