

Anti-Cd276 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3-2

품목 번호: CM0023196

소개

인간 CD276(B7-H3)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역 체크포인트 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD276 Rabbit pAb
비고/별칭	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276
종	인간
GeneID (Human)	80381
GeneID	80381
면역원	인간 CD276 (NP_079516.1)의 아미노산 29-245에 해당하는 서열을 기반으로 한 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5ZPR3-2
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩