

유세포분석용 항-Cd276/B7-H3 단일클론 항체 - Q5Zpr3-2

품목 번호: CM0010374

소개

유세포분석(FC)용 결합 토끼 항-인간/마우스 CD276/B7-H3 단일클론 항체. 재조합 면역원(aa 29-245). 공동자극 분자 B7-H3와 반응합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간/마우스 CD276/B7-H3 mAb
비고/별칭	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; CD276 항원
종	인간
GeneID (인간)	80381
면역원	인간 CD276/B7-H3(NP_079516.1)의 아미노산 29-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5ZPR3-2
단백질 분자량	33kDa/52kDa/57kDa
운송	아이스팩