

Anti-Cd276/B7-H3 다클론 항체 For Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3

품목 번호: CM0021141

소개

인간 CD276/B7-H3 (B7-H3, B7RP-2, 4Ig-B7-H3)에 대한 Rabbit 다클론 항체 for WB, IHC-P, ELISA. T-세포 면역 조절에 관여하는 57 kDa 막 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD276/B7-H3 Rabbit pAb
비고/별칭	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276/B7-H3
종	인간
GeneID (Human)	80381
GeneID	80381
면역원	합성 펩타이드 인간 CD276/B7-H3 (NP_079516.1)의 아미노산 29-245에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5ZPR3
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백