

Wb, Fc, Elisa용 항-Cd28 토끼 단클론 항체 - P10747

품목 번호: CM0002743



소개

웨스턴 블롯, 유세포 분석법, ELISA에서 검증된 CD28 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 CD28을 인식하며 분자량은 약 25 kDa입니다. T세포 공동자극 및 면역 체크포인트 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD28 토끼 단클론 항체
비고/별칭	Tp44; CD28
종	인간
유전자ID (인간)	940
유전자ID	940
면역원	인간 CD28 전장 길이 재조합 단백질 (P10747) .
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10747
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스 팩